

C-EY-02

**YEMEK TABLALI
ETAJER**

**NOPTIERĂ CU MASĂ
PESTE PAT**

 Medikal 2000

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Tilt Pozisyonu •

CARACTERISTICI OPȚIONALE
Pozitie înclinată*




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ CARACTERISTICI



En (Tampon) Lățime (totală)	Boy (Tampon) Lungime (totală)	Yükseklik Înălțime

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kompakt malzemeden imal üst tabla ve ön kapaklar •
- Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar •
- Metal kasa •
- Teleskopik raylı çekmece •
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler •
- Alüminyum katlanabilir yemek masası •
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı •
- Eşya koymak için ara bölme •
- Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmece içi •
- Her iki tarafında uyumlu sökölüp takılabilen yemek masası •
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam •



CARACTERISTICI TEHNICE

- Cadru principal din metal sau HPL
- Masă superioară din ABS sau HPL cu protecții la margini
- Masă laterală pliabilă și rotativă din HPL, cu reglarea înălțimii cu arc pe gaz
- Două sertare cu auto-închidere și capace interioare din plastic
- Raft mijlociu
- Raft inferior pentru pantofi
- Role pivotante 360 cu blocare
- Uși de sertare din HPL
- Profiluri din aluminiu la colțuri