



- Reglare hidraulică a înălțimii susținută de coloane
- Pedale de reglare a înălțimii pe ambele părți
- Suprafață a saltelei cu 2 secțiuni
- Poziții Trendelenburg și Trendelenburg inversat
- Reglarea spătarului asistată de un arc cu gaz
- Saltea din spumă cu saltea detașabilă, antistatică și ignifugă, impermeabilă și compatibilă cu dimensiunea targăi, grosime saltea 10 cm
- Platformă de saltea laminată compactă translucidă cu raze X, compactă
- Suport pentru casetă de raze X care glisează pe întreaga platformă a saltelei
- Suport pentru rezervorul de oxigen (12 litri)
- Șine laterale retractabile și pliabile din oțel inoxidabil cu mecanism de blocare
- Bare de împingere pliabile
- Protecție anti-șoc pe patru laturi din material plastic moale
- Cadru principal acoperit cu pulbere electrostatică (epoxidică)
- Pedale de frână centrale pe fiecare colț
- Suport pentru stâlp IV cu înălțime reglabilă
- Suport pentru role de hârtie
- Cârlige pentru agățarea pungii de urină
- Roți pivotante de 360°, anti-stactice și anti-urme
- Roți de 200 mm cu mecanism de frânare central și control al direcției
- A 5-a roată pentru manevrabilitate ușoară
- Centură de siguranță pentru pacienți (opțional)
- Raft pentru monitoare (opțional)

DETALII TEHNICE	
Lungime:	206 cm
Lățime:	86 cm
Unghi spătar:	0°-70°
Unghi TR/RTR:	0°-14°
Interval înălțime (fără saltea):	57-86cm
Diametru roată:	200mm
Suprafața saltelei:	61x191cm
Grosimea saltelei:	10cm
Capacitate de lucru:	250kg

