



THERMOCARE *Convenience*

Modul de masa cu incalzire care confera caldura si confort

THERMOCARE *Convenience*

Bebelusii nou-nascuti au nevoie de un mediu cald si confortabil. Mai ales bebelusii nascuti inainte de termen au nevoie de sporita si extinsa de devotament, caldura si adăpost. De aceea, zona de consultatie si tratament trebuie mobilata pentru acesti mici pacienti pentru a se simti cat de confortabil posibil. Incalzitorul pentru bebelusii din linia produselor noastre de succes THERMOCARE ajuta la obtinerea acestui obiectiv. Patura moale si calda cu gel aminteste bebelusului de contactul cu pielea parintilor si are un efect calmant si de calmare.

Designul compact al modulului de incalzire permite plasarea pe orice tablă adecvata si o integrare facila in zonele de schimbare a bebelusului fara o instalare majora.

Combinat cu un incalzitor radiant CERAMOTHERM® , statiile de lucru integrale vor conferi conditii ambientale echivalente cu cele ale unei unitati mobile de resuscitare.

Incălzirea sub patura conductiva si confortabila incalzeste chiar si nou-nascuti hipotermici rapid si eficient. Temperatura este selectata in incremente de 0,1 °C, in timp ce este afisata si monitorizata electronic. Alarmerile vor alerta in cazul aparitiei unei temperaturi scazute sau ridicate, erori de sistem sau cadere de tensiune de alimentare. Un circuit separat de siguranta va intrerupe incalzirea in cazul unei avarii.

Informatii privind comanda

THERMOCARE Convenience,
Incalzitor pentru bebelusii cu perna de gel,
4 picioare de cauciuc si loc de depozitare
integrat
Comanda nr. WY2011



Date Tehnice

Dimensiuni	715 x 600 x 40/100 mm (D x W x H)
Greutate	12 kg
Tensiunea de alimentare /puterea de operare	230 V~ / 50/60 Hz
Puterea maxima de intrare	160W / 0.7 A
Intervalul de selectare a temperaturii, standard	35 °C la 37 °C
Intervalul de selectare a temperaturii, extins	30 °C la 38.5 °C
Cresteri de selectie de temperatura	0.1 °C
Cresteri de selectie de temperatura	0.1 °C
Afisarea selectiei temperaturii	30 °C la 38.5 °C

Display of actual temperature	0 °C to 50 °C cu scadere
Display of residual heat	la 30 °C, apoi inchidere automata
Intrerupere din motive de siguranta	la 40,5 °C
Clasa de protectie	1
Dispozitiv complet de tip	B
Incălzire sub perna tip	BF
Clasa MDD	Ila



Weyer GmbH
Herrenhöhe 4, D-51515 Kürten-Herweg
Tel.: (+49) 02207 9698-0
Fax.: (+49) 02207 4750
E-Mail: info@weyermed.com
www.weyermed.com



Distribuitor - Nova Tech Med Srl
Str. Baicului nr. 82, Sector 2, 021784,
Bucuresti
Tel.: (+49) 21 250 13 34
Fax.: (+49) 21 252 05 86
E-Mail: office@novatechmed.ro
www.novatechmed.ro



0197