

C-EY-02

**YEMEK TABLALI
ETAJER**

NOPTIERĂ CU MASĂ
PESTE PAT

 Medikal 2000

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Tilt Pozisyonu*

CARACTERISTICI OPȚIONALE
Pozitie înclinată*



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ CARACTERISTICI



	En (Timpersi) Lățime (totală)	Înzălțime Lungime (totală)	Yükseklik İnâltıme
	44 cm	59 cm	88 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kompakt malzemededen imal üst tabla ve ön kapaklar
- Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar
- Metal kasa
- Teleskopik raylı çekmece
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Alüminyum katlanabilir yemek masası
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- Eğya koymak için ara bölme
- Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir ABS plastik çekmece içi
- Her iki tarafta uyumlu sokülüp takılabilen yemek masası
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam



CARACTERISTICI TEHNICE

- Cadru principal din metal sau HPL
- Masăsuperioarădin ABS sau HPL cu protecții la margini
- Masălateralăpliabilăși rotativădin HPL, cu reglarea înălțimii cu arc pe gaz
- Douăsertare cu auto-închidere și capace interioare din plastic
- Raft mijlociu
- Raft inferior pentru pantofi
- Role pivotante 360 cu blocare
- Uși de sertare din HPL
- Profiluri din aluminiu la colțuri

Distribuitor Romania
Nova Tech Med SRL
Str. Baicului nr. 82
Sector 2, 02178 4, București
Tel. 021250 13 34
Fax 021 252 05 86

